



## Corflex Orthodontic

Classificazione secondo la direttiva 93/42CEE

Classe II A CE 0546

Il Corflex Orthodontic è un prodotto di sintesi ottenuto da una miscela di copolimeri ad elevato peso molecolare; a base di etilene ed acetato di vinile; la formulazione e la combinazione dei suoi componenti, sono il frutto di una ricerca dei laboratori Pressing, che ha portato quest'ultima alla creazione di un materiale termoplastico con caratteristiche ottimali in grado di rispondere a tutta una serie di requisiti che fanno del Corflex-Orthodontic un prodotto di prima scelta tra quelli del suo genere. Il Corflex-Orthodontic se sottoposto a sollecitazioni meccaniche rapide e ricorrenti non manifesta incrinature da tensioni ed inoltre presenta una elevata flessibilità con comportamento simile alle gomme.

Altre caratteristiche apprezzabili sono il suo bassissimo assorbimento di liquidi e la sua ottima resistenza agli acidi.

Il Corflex-Orthodontic è disponibile in una vasta gamma di colori, la sua trasparenza è tale che permette di eseguire verifiche anche dopo la collocazione nel cavo orale.

Indicazioni:

Trova largo impiego nella realizzazione di posizionatori ortodontici, docce orali e proteggi denti per attività sportive

Il Corflex Orthodontic è classificato come dispositivo medico in classe IIA ed è stato sottoposto ai seguenti test:

**Test citotossicità** (EN 30093-part 5)

Valutazione della vitalità cellulare mediante ioduro di propidio

Valutazione della vitalità cellulare mediante assunzione di rosso neutro

**Test di Genotossicità** (EN 30093-part 5)

Valutazione di mutagenicità su salmonella Typhimurion secondo Ames

Valutazione delle aberrazioni cromosomiche

Valutazione degli scambi tra cromatiti fratelli

**Test di Anallergicità** (ISO/DIS 10093-part 10)

Prova di irritazione cutanea

Prova di massima sensibilizzazione

**Test sull'assorbimento e solubilità** (ISO 10477)

Codici prodotti:

**Cod. 00997** Scala colori tipo 80

**Cod. 01000** Confezione Assortita da gr. 600 (assortimento di colori esclusi colori bianco e nero)

**Cod. 01001** Trasparente (Confezioni da gr. 400)

**Cod. 01002** Bianco

**Cod. 01003** Giallo

**Cod. 01004** Verde

**Cod. 01005** Rosa

**Cod. 01006** Rosso

**Cod. 01007** Fucsia

**Cod. 01008** Azzurro

**Cod. 01009** Blu

**Cod. 01010** Nero



## Proteggi denti



## Poly Corflex



Feltrini lucidanti per Corflex orthodontic

Contenuto 11 pz

**Cod. 00085A** Feltrini 1° passaggio

**Cod. 10085B** Feltrini 2° passaggio (rifinitura)

## Corflex Brilliant



Liquido brillantante aromatizzato per resine morbide

Contenuto: 25 cc

**Cod. 00080**

Pressing Dental Srl

Via Onesto Scavino, 4  
Falciano (Zona industriale Rovereta)  
47891 - Rep. di San Marino

Tel. dall'Italia  
0549-909948 - FAX 0549-909958  
From other countries  
\*\*378-909948 - FAX \*\*378-909958